



Creating balance in healthcare



## Reflex Silla de ducha y aseo



5100 5600

# Reflex Silla de ducha y aseo

Reflex, la solución total para duchar y llevar al aseo a personas discapacitadas.



5100 5600

## Reflex Silla de ducha y aseo

- Ajuste eléctrico de altura sin escalas.
- Ajuste de basculación eléctrica y sin escalas.
- Control fácil con pulsadores en el respaldo.
- Cabecero con ajuste de altura.
- Asiento y respaldo ergonómicos.
- Reposapiernas y protector de pantorrillas con ajuste de altura.
- Reposabrazos plegables, basculantes, con bloqueo y cierre central.
- Apto para la función de ducha y aseo.
- Se puede llevar hasta la taza del wáter.
- Guía para orinal o cuña de acero inoxidable.
- Cuatro ruedas giratorias de plástico con freno.
- Fácil de cargar con el cargador incluido.
- **Optional:** También disponible con mando de control.



**Optional:** 5100 5605 Reflex con Flexo reposapiés plegables.



## La silla de ducha y aseo Reflex ofrece muchas posibilidades



*Reposapiernas y protector de pantorrillas con ajuste de altura.*



*Reposabrazos independientes y plegables con cierre frontal.*



*Asiento para aseo.*



*Reposapiés plegable.*



*Reposabrazos independientes y plegables con cierre frontal.*



*Asiento para aseo.*



*Con guía para orinal o cuña.*



*Dispositivo de bajada de emergencia.*



*Cuatro ruedas giratorias de doble freno.*

**La chaise de douche-toilette Reflex offre beaucoup de possibilités**



*Cabecero con ajuste de altura.*



*Recargable con un adaptador.*



**Optional:** *Reposapiernas confort*



*Freno de emergencia.*



*Control fácil con pulsadores en el respaldo y marcación con iconos.*



*Cabecero modelo cuenco.*



*Es fácil de ajustar la altura y profundidad del cabecero.*



*6950 1104 Cuña de plástico.*



*6950 5624 Opción: Asiento de platón y respaldo desmontable de platón.*




*6950 5629 Opción: Asiento de platón.*



## Detalles técnicos

- |                                     |                                 |                                       |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| • Capacidad máx. del elevador:      | 135 kg                          | • Regulación de cabecero              | 7/12 cm  |
| • Altura regulable del asiento:     | 49 - 101 cm                     | profundidad / altura:                 |  |
| • Altura de respaldo:               | 93 - 145 cm                     | • Ajuste de respaldo sin escalas:     | 30 grados  |
| • Profundidad del asiento:          | 48,5 cm                         | • Peso en vacío de la silla:          | 55 kg  |
| • Ancho del asiento:                | 48 cm                           | • Control eléctrico:                  | 24 Volt  |
| • Largo total del bastidor de base: | 88 cm                           | • Capacidad de batería:               | 7Ah  |
| • Ancho total del bastidor de base: | 66 cm                           | • Número de movimientos del elevador: | 40 hacia arriba / abajo con batería totalmente cargada |
| • Regulación reposapiernas:         | cada 2,5 cm y un total de 25 cm | • Cargador:                           | 220 Volt/50/60 Hz                                      |



Si desea más información, visite nuestro sitio web: [www.lopital.es](http://www.lopital.es)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

